

KIT NA ODBER SLÍN

Návod na použitie

POUŽITIE

Používa sa na odber slín.

PRINCÍP

Ergonomické zariadenie navrhnuté na jednoduchý odber slín. Konzervačným roztokom je Hankov vyvážený soľný roztok, ktorý napomáha stabilizovať vírusovú časticu. Do konzervačného roztoku bola pridaná fenolová červeň, ktorá slúži ako indikátor stavu konzervačného roztoku. Antibiotiká boli pridané s cieľom zabrániť rastu baktérií a plesní.

PODMIENKY SKLADOVANIA A EXSPIRÁCIA:

Exspirácia: vid' štítk

Podmienky skladovania: izbová teplota (2–30 °C).

OBSAH KITU

1. Zariadenie na odber slín
2. Skúmavka naplnená 2 ml pufru
3. Štítky s čiarovým kódom
4. Biohazard vrečko
5. Žiadanka na laboratórne vyšetrenie
6. Transportné vrečko na odovzdanie vzorky na odberovom mieste
7. Pokyny k manipulácii odobranej vzorky TEST&GO
8. Návod na použitie

SPÔSOB POUŽITIA

1. Pred odberom vzorky si vypláchnite ústa vodou, aspoň hodi-nu pred odberom nejedzte, nefajčite a neumývajte si zuby.
2. Uvoľnite líca a vyplňte sliny do zariadenie na odber slín až po značku 2 ml, uistite sa, že požadované množstvo neobsahuje bubliny.
3. Pridajte konzervačný roztok zo skúmavky s uzáverom.
4. Odskrutkujte odberové zariadenie a našraubujte uzáver.
5. Skúmavku 10x prevráťte, aby sa obsah premiešal.
6. Do žiadanky na vyšetrenie vyplňte potrebné informácie a štítky s čiarovým kódom nalepte vodorovne na skúmavku a vyznačené miesto v žiadanke.
7. Následne postupujte podľa návodu uvedenom v dokumente "Pokyny k manipulácii odobranej vzorky TEST&GO".



1. Vyberte zariadenie na odber slín a skúmavku s konzervačným roztokom.



2. Uvoľnite líca a vyplňte sliny do zariadenie na odber slín až po značku 2 ml, uistite sa, že požadované množstvo neobsahuje bubliny.



3. Pridajte konzervačný roztok zo skúmavky s uzáverom.



4. Odskrutkujte odberové zariadenie a naskrutkujte viečko.



5. Skúmavku 10x prevráťte, aby sa obsah premiešal.

OPATRENIA

1. Nedotýkajte sa vnútra odberového zariadenia rukama ani inými predmetmi počas jeho používania.
2. Produkt je na jedno použitie, nepoužívajte ho znovu.
3. Nepoužívajte výrobok, pokiaľ je poškodený obal.
4. Nepoužívajte výrobok po skončení exspirácie.
5. Výrobok by mal byť uskladnený v suchej, vetranej a čistej miestnosti bez vystavenia slnečnému žiareniu.
6. Nepite, nedotýkajte sa konzervačného roztoku. Roztok môže byť po požití zdraviu škodlivý a po kontakte môže spôsobiť podráždenie pokožky a očí.
7. Pokiaľ je to možné, noste jednorázové rukavice počas celej doby manipulácie s výrobkom.

Dátum výroby a exspirácia: vid' štítk na odberovej súprave

V prípade nedodržania vyššie uvedených pokynov môže dôjsť k ovplyvneniu výsledku.

