

# POKYNY K MANIPULÁCIÍ ODOBRANEJ VZORKY TEST&GO

Ďakujeme, že ste si vybrali samoodberové laboratórne vyšetrenie ochorenia COVID-19 RT-PCR metódou. Do odberovej skúmavky ste podľa priloženého návodu odobrali požadované množstvo slín a skúmavku ste uzavreli. Starostlivo si prečítajte inštrukcie, ako s odobranou vzorkou bezpečne manipulovať a doručiť do laboratórií SYNLAB.



1.

Pripravte si:

- Skúmavku s odobranou vzorkou slín,
- štítok s čiarovým kódom,
- „biohazard“ vrečko,
- žiadanú s prehlásením zodpovednosti,
- transportné vrečko,
- pero.



2.

Najskôr vyplňte žiadanú a prehlásenie zodpovednosti. Vyplňte, prosím, všetky údaje – bez úplného a čitateľného vyplnenia žiadanky a súhlasu (vrátane vášho podpisu) nebude vzorka spracovaná a vyšetrená.



3.

Na priložený samolepiaci štítok s čiarovým kódom čitateľne vyplňte **meno a priezvisko testovanej osoby**. Štítok opatrne odlepte a vodorovne ho nalepte na skúmavku s odobranou vzorkou slín.



4.

Skúmavku obsahujúcu vzorku slín označenú štítkom s čiarovým kódom vložte do „biohazard“ vrečka a starostlivo uzavrite.

5.

Na záver všetko skontrolujte a vložte do vrečka s nápisom TRANSPORTNÉ VRECKO.



**Transportné vrečko musí obsahovať:**

- uzavreté „biohazard“ vrečko s označenou skúmavkou,
- čitateľne vyplnenú a podpísanú žiadanú s prehlásením zodpovednosti.



6.

Sadu doručte osobne na odberné miesta spoločnosti synlab slovakia s. r. o. najneskôr do 24 hod. od odberu vzorky. Zoznam odberných miest nájdete na našej web stránke – [www.synlab.sk/koronavirus/testandgo](http://www.synlab.sk/koronavirus/testandgo).



7.

Výsledok testu vám zašleme najneskôr do 36 hodín od doručenia odobranej vzorky do laboratória, pokiaľ odobranú vzorku doručíte v pracovný deň.



8.

**Výsledok obdržíte:**

Elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v žiadanke. Zaheslovaný súbor v PDF formáte obsahuje výsledkový list v anglickom jazyku vrátane QR kódu. Prístupové heslo na otvorenie súboru vám zašleme SMS správou na telefónne číslo uvedené v žiadanke.



*V prípade nedodržania vyššie uvedených pokynov môže dôjsť k ovplyvneniu výsledku.*

Pokiaľ ste si všetko skontrolovali, môžete hornú časť transportného vrečka preložiť a zalepiť.

